

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gamma-Synuclein 폴리클로날 항체 - O76070

품목 번호: CM0018509

소개

인간 감마-시누클레인(SNCG/유방암 특이 유전자 1)을 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 신경생물학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	gamma-Synuclein Rabbit pAb
비고/별칭	SR; BCSG1; gamma-Synuclein
종(Species)	Human
유전자 ID	6623
면역원	Synthetic peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O76070
단백질 크기	13kDa
배송	Ice bag