

Anti-Ganab Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14697

품목 번호: CM0016262



소개

인간 GANAB(글루코시다제 II의 촉매 소단위)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 당단백질 처리 및 폴리시스틴 성숙 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GANAB Rabbit pAb
비고/별칭	G2AN; GIIA; PKD3; GLUII; GANAB
종	인간
유전자 ID (인간)	23193
면역원	인간 GANAB (NP_001265123.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14697
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백