

Wb, Elisa용 항-Ganc 토끼 다클론 항체 - Q8Tet4

품목 번호: CM0020824

소개

인간 중성 알파-글루코시다아제 C(GANC)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보이며 글루코시다아제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GANC 토끼 pAb
비고/별칭	GANC
종	인간
유전자 ID (인간)	2595
유전자 ID	2595
면역원	인간 GANC(NP_937784.2)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8TET4
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스팩