

Anti-Gap43 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P17677

품목 번호: CM0028345

소개

GAP43에 대한 Rabbit anti-human 폴리클로날 항체로 WB, IF/ICC, ELISA에 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐의 GAP43/neuromodulin (25 kDa)을 검출합니다. 축삭 성장, 시냅스 가소성, 신경 발달에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAP43 Rabbit pAb
비고/별칭	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
종	인간
GeneID (인간)	2596
GeneID	2596
면역원	인간 GAP43 (NP_002036.1)의 아미노산 1-238에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P17677
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백