

Anti-Gapvd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14C86

품목 번호: CM0021719

소개

GAPVD1 Rabbit pAb는 마우스와 교차 반응성을 보이는 WB, IF/ICC, ELISA용 폴리클론 항체입니다. GAPVD1는 엔도사이토시스와 GLUT4 트래피킹에 관여하는 GTPase 활성화 단백질 및 GEF입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GAPVD1 Rabbit pAb
비고/별칭	RAP6; GAPEX5; GAPex-5; GAPVD1
종	인간
유전자 ID	26130
면역원	인간 GAPVD1 (NP_056450.2)의 아미노산 1-260 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q14C86
단백질 분자량	165kDa
배송	아이스백