

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gars 폴리클로날 항체 - P41250

품목 번호: CM0013467



소개

인간 GARS(Glycine--tRNA ligase)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 단백질 합성 및 신경퇴행성 질환에 대한 IVD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GARS Rabbit pAb
비고/별칭	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI
종	인간
GeneID	2617
면역원	인간 GARS (NP_002038.2)의 아미노산 60-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41250
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백