

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gart 토끼 다가클로날 항체 - P22102

품목 번호: CM0030504



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 GART(삼중 기능 퓨린 생합성 단백질)에 대한 토끼 다가클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 퓨린 생합성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	GART Rabbit pAb
비고/별칭	AIRS; GARS; PAIS; PGFT; PRGS; GARTF; GART
종(Species)	인간(Human)
GeneID	2618 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 GART (NP_000810.1)의 아미노산 1-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P22102
단백질 분자량(Protein Weight)	108kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)