

Wb용 항-Gas2 단클론 항체 - O43903

품목 번호: CM0007511

소개

인간 GAS2(성장 정지 특이 단백질 2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 청각, 세포골격 역학 및 세포자살 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GAS2 토끼 mAb
비고/별칭	GAS-2; GAS2
종	인간
유전자ID (인간)	2620
유전자ID	2620
면역원	인간 GAS2 (NP_005247.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43903
단백질 분자량	35 kDa
배송	아이스 팩