

Wb, Elisa용 항-Gas7 다클론 항체 - O60861

품목 번호: CM0013568



소개

인간 GAS7에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 GAS7을 검출하여 신경 분화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GAS7 토끼 pAb
비고/별칭	GAS7; MLL/GAS7
종	인간
유전자 ID	8522
면역원	인간 GAS7(NP_001124303.1)의 아미노산 1-412에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60861
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩