

Anti-Gasdermin B (전장 + C 말단) Rabbit Polyclonal Antibody For Western Blot - Q8Tax9-6

품목 번호: CM0025316

소개

전장 및 C 말단 인간 Gasdermin B(GSDMB, 아이소형 6)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. Western blot에 대해 검증되었으며, 파이로프토시스 및 그란자임 매개 세포사멸 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Gasdermin B (전장+C 말단) Rabbit pAb
비고/별칭	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PR02521; Gasdermin B (전장+C 말단)
종	인간
유전자 ID (인간)	55876
유전자 ID	55876
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TAX9-6
단백질 분자량	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
배송	아이스백