


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gata2 폴리클로날 항체 - P23769

품목 번호: CM0017001



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA용 인간 GATA2 전사 인자에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 내피 세포 유전자 조절 및 면역 결핍증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GATA2 Rabbit pAb
비고/별칭	DCML, IMD21, NFE1B, MONOMAC, GATA2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2624
GeneID	2624
면역원(Immunogen)	인간 GATA2 (NP_116027.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P23769
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)