


## Ihc-P, Elisa용 항-Gata2 토끼 다클론 항체 - P23769

품목 번호: CM0023603



### 소개

핵심 내피 전사인자인 인간 GATA2를 특이적으로 검출하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며, 내피 세포의 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | GATA2 토끼 pAb                                                      |
| 비고/별칭   | DCML; IMD21; NFE1B; MONOMAC; GATA2                                |
| 반응 종    | 인간                                                                |
| 유전자ID   | 2624                                                              |
| 면역원     | 합성 펩타이드 인간 GATA2(NP_116027.2)의 아미노산 240-340번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 공급원     | 토끼                                                                |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                            |
| 적용 분야   | IHC-P, ELISA                                                      |
| 교차 반응성  | 인간                                                                |
| SWISS   | P23769                                                            |
| 단백질 분자량 | 51kDa                                                             |
| 배송 방식   | 아이스백                                                              |