

Wb 및 Elisa용 항-Gata3 다클론 항체 - P23771

품목 번호: CM0024545



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증된 GATA3 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. T세포 발달, Th2 분화 및 대식세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GATA3 토끼 pAb
비고/별칭	HDR; HDRS; GATA3
종	인간
유전자 ID	2625
면역원	재조합 단백질 / 인간 GATA3 (NP_001002295.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P23771
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩