

Wb, If, Fc용 Anti-Gata3 Rabbit Monoclonal Antibody - P23771

품목 번호: CM0006021



소개

WB, IF/ICC, IF-P, FC(intra), ELISA에 대해 검증된 GATA3 rabbit monoclonal antibody. 인간 샘플에서 내인성 GATA3를 검출하며, 예측 밴드 크기는 48 kDa입니다. T-세포 분화 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GATA3 Rabbit mAb
비고/별칭	HDR; HDRS
종	인간
GeneID (인간)	2625
GeneID	2625
면역원	인간 GATA3 (NP_001002295.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23771
단백질 무게	48 kDa
배송	아이스백