

Wb, Ip, Elisa, Chip, Chip-Seq용 Anti-Gata3 Rabbit Monoclonal Antibody - P23771

품목 번호: CM0002850



소개

GATA3를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 마우스 샘플에서 WB, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq에 대해 검증되었습니다. Th2 분화 및 대식세포 재프로그래밍 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GATA3 Rabbit mAb
비고/별칭	HDR; HDRS; GATA3
종	인간
GeneID (인간)	2625
GeneID	2625
면역원	재조합 단백질 인간 GATA3 (P23771)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P23771
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백