

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Chip, Elisa용 항-Gata3 토끼 Polymab® - P23772

품목 번호: CM0009454



소개

GATA3(UniProt P23772)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 GATA3를 검출합니다. T세포 및 Th2 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Gata3 토끼 PolymAb®
비고/별칭	jal; Gata-3
종	마우스
유전자ID (인간)	2625
유전자ID	14462
면역원	마우스 GATA3 아미노산 135-258번(NP_032117.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23772
단백질 분자량	48 kDa
배송	아이스팩