


Wb, Ihc, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Gata4 폴리클로널 항체 - P43694

품목 번호: CM0018012



소개

인 Gata4에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 심장 발달 및 전사 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GATA4 Rabbit pAb
비고/별칭	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	2626
항원(Immunogen)	인간 GATA4 (NP_002043.2)의 아미노산 341-440 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P43694
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)