


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gata4 토끼 단일클론항체 - P43694

품목 번호: CM0008916



소개

인간 GATA4(P43694)에 대한 토끼 단일클론항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 심장 발달 및 전사 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GATA4 토끼 단일클론항체
비고/별칭	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
종	인간
GeneID	2626
면역원	인간 GATA4(NP_002043.2)의 아미노산 343-442 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43694
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩