

Wb, Elisa용 Anti-Gata6 폴리클로날 항체 - Q92908

품목 번호: CM0024376

소개

GATA6 토끼 폴리클로날 항체 (pAb)는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 심장, 위 및 피부 항상성에 중요한 전사 인자인 인간 및 마우스 GATA6을 인식합니다. 면역원은 인간 GATA6의 아미노산 70-160을 포함합니다. 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GATA6 토끼 pAb
비고/별칭	GATA6
종	인간
GeneID (Human)	2627
GeneID	2627
면역원	인간 GATA6 (NP_005248.2)의 아미노산 70-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92908
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백