

Anti-Gatad2B Rabbit Polyclonal Antibody (P66-Beta) For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi9

품목 번호: CM0029572

소개

인간 GATAD2B (p66-beta)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 크로마틴 리모델링 및 전사 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GATAD2B Rabbit pAb
비고/별칭	p68, GANDS, MRD18, P66beta, GATAD2B
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	57459
유전자 ID	57459
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8WXI9
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)