

Wb, Elisa용 Anti-Gatc 폴리클론항체 - O43716

품목 번호: CM0027958

소개

인간 GATC에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 미토콘드리아 단백질 합성 및 tRNA 트랜스아미데이션 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GATC Rabbit pAb
비고/별칭	15E1.2; COXPD42; GATC
종	인간
유전자 ID (인간)	283459
유전자 ID	283459
면역원	인간 GATC의 아미노산 1-136번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_789788.1).
원천	토끼
분류	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차반응성	마우스, 래트
SWISS	O43716
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백