

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Gatm 토끼 단클론 항체 - P50440

품목 번호: CM0005608



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고특이성 항-GATM 토끼 단클론 항체입니다. 크레아틴 생합성의 핵심 효소인 인간, 마우스 및 래트 GATM(~48 kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GATM 토끼 mAb
비고/별칭	AT; RFS; AGAT; FRTS; CCDS3; FRTS1; GATM
종	인간
유전자ID (인간)	2628
유전자ID	2628
면역원	인간 GATM(NP_001473.1)의 아미노산 38-423에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50440
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백