

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gatm Rabbit Polyclonal Antibody - P50440

품목 번호: CM0027948



소개

사람 GATM (glycine amidinotransferase)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 확인하며 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 크레아틴 생합성 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GATATM Rabbit pAb
비고/별칭	AT, RFS, AGAT, FRTS, CCDS3, FRTS1, GATM
종(Species)	사람(Human)
GeneID	2628
면역원(Immunogen)	사람 GATM (NP_001473.1)의 아미노산 38-423에 해당하는 재조합 단백질
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P50440
단백질 분자량(Protein Weight)	48kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)