

Anti-Gba2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Hcg7

품목 번호: CM0014410

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-GBA2 토끼 폴리클로날 항체. 예측 분자량 105 kDa의 인간 및 마우스 GBA2를 검출합니다. 지질 대사, 담즙산 처리 및 신경퇴행에서의 비-리소좀 글루코실세라미데이스 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	GBA2 Rabbit pAb
비고/별칭	AD035, SPG46, NLGase, GBA2
종	인간
GeneID (Human)	57704
GeneID	57704
면역원	인간 GBA2 (NP_065995.1)의 아미노산 708-927에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HCG7
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백