

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gba3 토끼 다클로날 항체 - Q9H227

품목 번호: CM0025999



소개

CamelBio는 인간 세포질 베타-글루코시다제(GBA3)에 대한 토끼 다클로날 항체를 공급합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 글리코실세라마이드 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GBA3 Rabbit pAb
비고/별칭	CBG; GLUC; KLRP; CBGL1; GBA3
종	인간(Human)
GeneID	57733
면역원	인간 GBA3 (NP_001121904.1)의 아미노산 1-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9H227
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백