

Wb, Elisa용 Anti-Gbf1 토끼 다클론 항체 - Q92538

품목 번호: CM0013677

소개

인간 GBF1(골지체 특이적 브레펠딘 A 내성 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 GBF1과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GBF1 토끼 pAb
비고/별칭	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
종	인간
유전자 ID(인간)	8729
면역원	인간 GBF1의 아미노산 1-85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004184.1).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92538
단백질 분자량	206kDa
배송	얼음팩