


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gbp2 다클론 항체 - P32456

품목 번호: CM0016871



소개

사람 GBP2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람과 마우스 샘플에서 검증되었으며, 67 kDa 단백질을 인식합니다. 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GBP2 토끼 pAb
비고/별칭	GBP2
종	사람
유전자 ID (사람)	2634
유전자 ID	2634
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P32456
단백질 분자량	67kDa
배송	얼음팩