

Wb, Elisa용 항Gbx2 다클론 항체 - P52951

품목 번호: CM0014871

소개

호메오박스 단백질 GBX-2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. 배발생 및 발생 과정에서 전사인자 기능 연구에 적합합니다. - P52951

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GBX2 토끼 pAb
비고/별칭	GBX2
종	사람
유전자ID (사람)	2637
면역원	사람 GBX2 (NP_001476.2)의 아미노산 1-250번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P52951
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩