


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gc1Q R/C1Qbp 다클론 항체 - Q07021

품목 번호: CM0020813



소개

인간 Gc1q R/C1QBP(p32, HABP1, gC1qR)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 보체계, 미토콘드리아 기능 및 숙주-병원체 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Gc1q R/C1QBP 토끼 pAb
비고/별칭	p32; HABP1; gC1qR; Gc1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; Gc1q R/C1QBP
종	인간
GeneID (인간)	708
GeneID	708
면역원	제조합 단백질(인간 Gc1q R/C1QBP의 74~282번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질(NP_001203.1))
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q07021
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩