


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gc1Q R/C1Qbp Rabbit Monoclonal Antibody - Q07021

품목 번호: CM0003638



소개

인간 Gc1q R/C1QBP (p32, HABP1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 염증, 보체 캐스케이드, 미토콘드리아 생물학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Gc1q R/C1QBP Rabbit mAb
비고/별칭	p32; HABP1; gC1qR; Gc1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; Gc1q R/C1QBP
종	인간
유전자 ID (인간)	708
유전자 ID	708
면역원	인간 Gc1q R/C1QBP (Q07021)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07021
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백