

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gcat 토끼 다클로날 항체 - O75600

품목 번호: CM0016271

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 GCAT (2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 글리신 합성에 관여하는 미토콘드리아 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GCAT Rabbit pAb
비고/별칭	KBL; GCAT
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	23464
Gene ID	23464
면역원(Immunogen)	인간 GCAT (NP_055106.1)의 아미노산 170-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O75600
단백질 분자량(Protein Weight)	45kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)