


Anti-Gcc2 / Gcc185 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa 적합 - Q8Iwj2

품목 번호: CM0018631



소개

인간 GCC2/GCC185를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스와 교차반응하며, 골지체 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GCC2 토끼 pAb
비고/별칭	REN53; GCC185; RANBP2L4; GCC2
종	인간
GeneID (인간)	9648
GeneID	9648
면역원	인간 GCC2 (NP_852118.1)의 아미노산 1-300번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8Iwj2
단백질 분자량	196kDa
배송	아이스 팩