


Anti-Gcdh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q92947

품목 번호: CM0028258



소개

GCDH를 특이적으로 인식하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 아미노산 분해 대사 및 글루타르산뇨증 타입 I 연구에서 글루타릴-CoA 탈수소효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GCDH Rabbit pAb
비고/별칭	GCD; ACAD5; GCDH
종	인간
GeneID (Human)	2639
GeneID	2639
면역원	인간 GCDH (NP_000150.1)의 아미노산 149-438에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92947
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백