


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gch1 다클론 항체 - P30793

품목 번호: CM0017572



소개

인간 GCH1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 GCH1을 검출합니다.

테트라하이드로바이오프테린 생합성, 도파민 합성 및 통증 민감성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GCH1 토끼 pAb
비고/별칭	GCH; DYT5; DYT14; DYT5a; GTPCHI; HPABH4B; GTP-CH-1; GCH1
종	인간
유전자ID (인간)	2643
유전자ID	2643
면역원	인간 GCH1 (NP_000152.1)의 아미노산 55-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30793
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백