


Wb, Elisa용 Anti-Gckr 폴리클론 항체 - Q14397

품목 번호: CM0027929



소개

GCKR Rabbit pAb는 토끼에서 생성된 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 인간 GCKR을 인식하며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 글루코키나제 조절 및 탄수화물 대사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCKR Rabbit pAb
비고/별칭	GKRP; FGQTL5; GCKR
종	인간
GeneID (인간)	2646
GeneID	2646
면역원	제조합 단백질 인간 GCKR(NP_001477.2)의 1-300 아미노산 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q14397
단백질 무게	69kDa
배송	아이스팩