

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gclc 단일클론 항체 - P48506

품목 번호: CM0011787

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 항-GCLC 토끼
단일클론 항체입니다. 글루타메이트-시스테인
연결효소의 촉매 소단위체이자 글루타티온 생합성에
핵심적인 인간 및 마우스 GCLC를 인식합니다. IVD 및
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCLC 토끼 mAb
비고/별칭	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
종	인간
GeneID (인간)	2729
GeneID	2729
면역원	인간 GCLC(NP_001489.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P48506
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩