

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Gclc 토끼 단일클론 항체 - P48506

품목 번호: CM0011167

소개

WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에 신뢰할 수 있는 GCLC 토끼 단일클론 항체로, 글루타치온 생합성의 속도 제한 효소인 인간 및 래트 GCLC를 검출하며, 산화 스트레스 및 빈혈 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                            |
|------------|----------------------------------------------|
| 제품명        | GCLC 토끼 단일클론 항체                              |
| 비고/별칭      | GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC                  |
| 종          | 인간                                           |
| 유전자ID (인간) | 2729                                         |
| 유전자ID      | 2729                                         |
| 면역원        | 인간 GCLC 아미노산 538-637번에 해당하는 합성 펩타이드 (P48506) |
| 기원         | 토끼                                           |
| 카테고리       | 단일클론 항체                                      |
| 응용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                             |
| 교차 반응성     | 인간, 래트                                       |
| SWISS      | P48506                                       |
| 단백질 분자량    | 73kDa                                        |
| 배송 방식      | 아이스백                                         |