

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gclc 토끼 다클로날 항체 - P48506

품목 번호: CM0018705

소개

GCLC(글루타메이트-시스테인 리가제 촉매 소단위)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 글루타티온 생합성 연구에 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCLC Rabbit pAb
비고/별칭	GCL, GCS, GLCL, GLCLC, GCLC
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2729
GeneID	2729
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P48506
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스팩