

Wb, Elisa용 Anti-Gclm Rabbit Monoclonal Antibody - P48507

품목 번호: CM0003890

소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 인간 GCLM을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. 글루타티온 생합성 및 산화 스트레스 경로 연구에 유용합니다. 글루탐산-시스테인 리가아제의 31 kDa 조절 서브유닛을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCLM Rabbit mAb
비고/별칭	GLCLR; GCLM
종	인간
GeneID (Human)	2730
GeneID	2730
면역원	합성 펩타이드 인간 GCLM (P48507)의 아미노산 175-274 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P48507
단백질 무게	31kDa
배송	아이스백