

Wb 및 Elisa용 항-Gclm 토끼 다클론 항체 - P48507

품목 번호: CM0016602

소개

인간 GCLM(글루타메이트-시스테인 리가아제 조절 서브유닛)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스 시료에서 GCLM을 검출합니다. 글루타티온 생합성 및 산화 스트레스 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GCLM 토끼 pAb
비고/별칭	GLCLR; GCLM
종	인간
유전자 ID	2730
면역원	인간 GCLM (NP_002052.1)의 아미노산 1-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P48507
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩