

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gclm 토끼 다클론 항체 - P48507

품목 번호: CM0027300

소개

인간 GCLM(글루타메이트-시스테인 리가아제 조절 서브유닛)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. 글루타티온 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GCLM 토끼 pAb
비고/별칭	GLCLR, GCLM
종	인간
유전자 ID (인간)	2730
면역원	인간 GCLM 아미노산 1-274번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_002052.1)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48507
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백