

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gcm1 다클론 항체 - Q9Np62

품목 번호: CM0024814

소개

태반 발달에 필수적인 전사 인자인 인간 GCM1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간과 교차 반응합니다. 영양막 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	GCM1 토끼 pAb
비고/별칭	GCMA; hGCMA; GCM1
종	인간
유전자 ID (인간)	8521
유전자 ID	8521
면역원	인간 GCM1 (NP_003634.2)의 아미노산 207-436에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NP62
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백