

Anti-Gcn1L1 (Gcn1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q92616

품목 번호: CM0018280

소개

번역 품질 관리 및 스트레스 반응에 관여하는 리보솜 충돌 센서인 인간 GCN1L1 (GCN1)을 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간 샘플에 대한 반응성을 나타냅니다. 예상 분자량은 약 293kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KO Validated] GCN1L1 Rabbit pAb
비고/별칭	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10985
면역원	인간 GCN1L1 (NP_006827.1)의 아미노산 2462-2671에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q92616
단백질 무게	293kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)