

Anti-Gcn1L1 폴리클로날 항체 (Ko 검증) For Wb 및 Elisa - Q92616

품목 번호: CM0023554

소개

인간 GCN1L1 (GCN1L1, PRIC295)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 리보솜 충돌 및 통합 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] GCN1L1 토끼 pAb
비고/별칭	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
종	인간
GeneID (Human)	10985
GeneID	10985
면역원	인간 GCN1L1 (NP_006827.1)의 아미노산 2462-2671에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92616
단백질 분자량	293kDa
배송	아이스백