


Anti-Gcn2 폴리클로날 항체 (토끼) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

품목 번호: CM0016880



소개

인간 GCN2 (EIF2AK4)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 아미노산 결핍 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCN2 Rabbit pAb
비고/별칭	GCN2; PVOD2
종	인간
GeneID (Human)	440275
GeneID	440275
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P2K8
단백질 분자량	187kDa
배송	아이스백