


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gcn2 토끼 다클로날 항체 - Q9P2K8

품목 번호: CM0026279



소개

사람 GCN2 (EIF2AK4)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. GCN2는 아미노산 결핍 시 번역을 조절하는 eIF-2α를 인산화하는 스트레스 감지 키나제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCN2 Rabbit pAb
비고/별칭	GCN2; PVOD2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	440275
GeneID	440275
면역원(Immunogen)	사람 GCN2 (NP_001013725.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9P2K8
단백질 크기(Protein Weight)	187kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)