

Anti-Gcnt3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O95395

품목 번호: CM0015864

소개

인간 GCNT3에 대한 토끼 폴리클론항체로, 뮤신 타입 코어 2/4 O-글라이칸 분기 효소입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 당생물학 및 뮤신 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GCNT3 Rabbit pAb
비고/별칭	GNTM; C24GNT; C2GNT2; C2GNTM; C2/4GnT; GCNT3
종	인간
유전자 ID (인간)	9245
유전자 ID	9245
면역원	제조합 단백질 인간 GCNT3 (NP_004742.1)의 아미노산 27-180 서열에 해당하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95395
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩