

Anti-Gcsh 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa) - P23434

품목 번호: CM0009170



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA로 검증된 고특이성 GCSH 토끼 단일클론 항체입니다. 글리신 대사와 리포일화에 관여하는 미토콘드리아 글리신 절단 시스템 H 단백질인 인간 GCSH(P23434)를 검출합니다. 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCSH 토끼 mAb
비고/별칭	GCE; NKH; GCSH
종	인간
GeneID	2653
면역원	인간 GCSH(NP_004474.2)의 아미노산 49~173번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23434
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩