

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gdap1 폴리클로날 항체 - Q8Tb36

품목 번호: CM0027920



소개

인간 GDAP1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 미토콘드리아 분열 및 샤르코-마리-투스병 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GDAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CMT4; CMT4A; CMTRIA; GDAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	54332
유전자 ID	54332
면역원	인간 GDAP1의 아미노산 1-225 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질(NP_001035808.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TB36
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백