


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gdf-8/Myostatin 폴리클로날 항체 - O14793

품목 번호: CM0029826



소개

GDF-8/Myostatin에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플에 적합합니다. 근육 성장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GDF-8/Myostatin Rabbit pAb
비고/별칭	GDF8; MSLHP; GDF-8/Myostatin
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	2660
유전자 ID	2660
면역원	재조합 단백질 사람 GDF-8/Myostatin (NP_005250.1)의 아미노산 267-375에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O14793
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스백